

Ersetzen Sie nicht länger
verstopfte Ernährungssonden...

CLOGZAPPER™

- Löst zuverlässig Verklumpungen in jeglichen Ernährungssonden: NG Sonden, Gastrostomien, PEG, PEJ, Duodenalsonden etc.
- Spart kostbare Zeit durch den Einsatz dieses vor-gemischten, abgemessenen und vorbereiteten Systems.
- Vermeidet kostenintensive Neuanlagen und Kosten zur Lagebestätigung.

- CLOG ZAPPER ist ein patentiertes Puder in Lebensmittelqualität zum Auflösen von Nahrungsrückständen in gängigen enteralen Ernährungssystemen.
- CLOG ZAPPER kombiniert einen "Enzymcocktail," Säuren, Puffer, anti-bakterielle Stoffe und Metallinhibitoren in einem gebrauchsfertigen Produkt.
- CLOG ZAPPER Inhaltsstoffe wirken zusammen zum Lösen, Aufbrechen und Entfernen von Nahrungsklumpen.
- In klinischen Versuchen* war CLOG ZAPPER zu 100% erfolgreich bei der Wiederherstellung der Durchgängigkeit von mit Nahrungslösung verstopften Ernährungssonden.

Inhaltstoff	Wirkung
Maltodextrin*	Verdickungsmittel
Papain	zersetzt Proteine
Alpha-Amylase	zersetzt Stärke
Cellulase	zersetzt Cellulose (Ballaststoffe)
Zitronensäure*	reduziert pH, hilft Enzymen, antibakteriellen Stoffen
Dinatrium Hydrogen Phosphat	Enzymverstärker
Ascorbinsäure	erhält Wirksamkeit von Enzymen
Kalium-Sorbat*	antibakterielle Wirkung
Natriumlaurylsulfat	hilft Enzymgemisch in die Klumpen einzudringen
Disodium EDTA	Hält Minerale davon ab Enzyme im CLOG ZAPPER zu beschädigen.

Alle Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität.
*G.R.A.S. Generally Recognized As Safe by the Food and Drug Administration

Nährwerte

Portionsgröße (1.5 g)
Portion pro Verpackung 1

Kalorien pro Portion	0
	% Tagesbedarf
Fett 0 g	0%
Natrium 118 mg	5%
Kalium 65 mg	2%
Kohlenhydrate 0 g	0%
Eiweiß 0 g	0%
Vitamin C	2%

Geringfügige Mengen an Kalorien aus Fett, gesättigten Fettsäuren, Cholesterin, Ballaststoffen, Zucker, Vitamin A, Kalzium und Eisen.

% vom Tagesbedarf basierend auf 2000 kcal/Tag.

Inhalt Verpackung

- 1 10 ml Injektionsspritze mit Puder zur Auflösung von Verklumpungen
- 1 10 ml Injektionsspritze
- 1 Applikator (31 cm)
- 2 Mullkompressen (10x10cm)

Bestellinformation

Artikel-Nr.: 20-0002 (VE 10/Karton)



1001 Asbury Drive • Buffalo Grove, IL 60089 •
1-847-403-3400 Fax: 1-847-541-9526

www.corpakmedsystems.com
de.info@corpak.com

* Resultate auf Anfrage erhältlich.

CLOG ZAPPER IS PATENTED UNDER U.S. PATENT NO. 5,424,299
©CORPAK MedSystems 2009 5839G 05-10