

Graphische Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten gemäß EN 980



Symbol für **“Nicht zur Wiederverwendung”**:

Synonyme hierfür : **“Nur zum Einmalgebrauch”** bzw. **“Nur einmal verwenden”**



Symbol für **“Verwendbar bis”**:

Dieses Symbol muss zusammen mit dem Datum durch vier Stellen für das Jahr und zwei Stellen für den Monat und - wo erforderlich - zwei Stellen für den Tag angegeben werden



Symbol für **“Chargenbezeichnung”**:

Diesem Symbol muss die Chargenbezeichnung des Herstellers hinzugefügt werden. Die Chargenbezeichnung muss neben dem Symbol stehen. Synonyme hierfür : **“Los-Nummer”** bzw. **“Chargen-Nummer”**



Symbol für **“Seriennummer”**:

Diesem Symbol muss die Seriennummer des Herstellers hinzugefügt werden. Die Seriennummer muss neben dem Symbol stehen.



Symbol für **“Herstellungsdatum”**:

Bei aktiven implantierbaren Medizinprodukten muss das Symbol neben dem Datum stehen, das mit vier Stellen für das Jahr und zwei Stellen für den Monat angegeben wird. Für aktive Produkte muss das Symbol zusammen mit der Jahreszahl angegeben werden.



Symbol für **“Bestellnummer”**:

Die Bestellnummer des Herstellers muss neben diesem Symbol stehen.



Symbol für **“Gebrauchsanweisung beachten”**:

Dieses Symbol erscheint in ähnlicher Bedeutung in anderen Dokumenten.



Symbol für **“Sterile”**:

Dieses Symbol gilt nur für Medizinprodukte, die in der Endverpackung sterilisiert wurden.



Symbol für **“Sterile - Sterilisation mit Ethylenoxid”**:

Dieses Symbol gilt nur für Medizinprodukte, die in der Endverpackung mit Ethylenoxid sterilisiert wurden.



Symbol für **“Sterile - Sterilisation mit Dampf oder trockene Wärme”**:

Dieses Symbol gilt nur für Medizinprodukte, die in der Endverpackung autoclaviert oder mit trockener Wärme sterilisiert wurden.



Symbol für **“Sterile - Sterilisation durch Bestrahlung”**:

Dieses Symbol gilt nur für Medizinprodukte, die in der Endverpackung durch Bestrahlung sterilisiert wurden.